

Information für Patienten mit Blasenkatheter

Liebe Patientin, lieber Patient

Bei Ihnen wurde aus medizinischen Gründen ein Blasenkatheter eingelegt. Da der Katheter einen direkten Zugang zur Blase herstellt, kommt es oft vor, dass Keime eindringen und Infektionen verursachen können. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Sie im Umgang mit dem Ventil, Adapter und Urinbeutel untenstehende Massnahmen beachten.

Sie erhalten von uns ein Rezept für Urinbeutel, Adapter und Alkohol 70%.

- Am Blasenkatheter ist ein Ventil angeschlossen
- Dieses Ventil ist ein Bestandteil Ihres Katheters und sollte nicht entfernt werden.
- Zum Anschliessen des Urinbeutels benötigen Sie einen Adapter, der tagsüber (wie unten beschrieben) in Alkohol 70% aufbewahrt wird.



Vorgehen

Waschen Sie sich vor und nach Manipulationen am Katheter-System die Hände.

Morgens

- Ventil schliessen
- Urinbeutel leeren und mit Adapter vom Ventil trennen
- Adapter vom Urinbeutel entfernen
- Adapter in Becher mit Deckel in Alkohol 70% einlegen
- Schutzkappe aus Alkohollösung entnehmen, auf Urinbeutel stecken und diesen staubgeschützt aufbewahren



Abends

- Adapter aus Alkohollösung entnehmen, mit einer Vierteldrehung am Ventil befestigen
- Urinbeutelansatz in Adaptermündung einführen
- Knopf auf Ventil drücken und Schieber am Knopf körperwärts schieben (Ventil bleibt geöffnet)
- Alkohol 70% erneuern und Schutzkappe des Urinbeutels über Nacht in Alkohol 70% einlegen



- Achten Sie darauf, dass der Urinbeutel nachts am Bett unterhalb des Körpers hängt
- Verwenden Sie 1x wöchentlich einen neuen Adapter und Urinbeutel

Zusätzliche Informationen

Pflege des Harnröhreneinganges und des Katheters

- Intimtoilette mit Wasser und ph-neutraler Seife (im Rahmen der normalen Körperpflege) ein- bis zweimal täglich
- Verkrustungen am Ausgang der Harnröhre ebenfalls mit Wasser und ph-neutraler Seife entfernen

Bitte zögern Sie nicht, sich an uns zu wenden, sollten Sie Fragen zum Blasenkatheter und seiner Handhabung haben.