

RICHTIG INHALIEREN SCHRITT FÜR SCHRITT

(gilt für Pulmicort, Symbicort, Bricanyl)

1. Deckel vom Inhalationsgerät abschrauben



2. Inhalationsgerät laden:
Farbigen Ring 1 x nach rechts drehen bis zum Anschlag,
dann wieder in die Ausgangsposition zurückdrehen
bis es „Klick“ macht

→ Gerät ist jetzt inhalationsbereit



3. 1 x tief ausatmen



4. Inhalationsgerät mit den Lippen und den Zähnen
fest umschliessen und ganz tief einatmen

Inhalationsgerät vom Mund wegnehmen,
und **Atem ca. 10 Sekunden anhalten**



5. Langsam ausatmen



6. Deckel wieder verschliessen



7. Wenn verordnet, Vorgang ein 2. Mal Schritt für Schritt wiederholen!

WICHTIG !

**Nach Symbicort und Pulmicort immer Mund spülen, einen Schluck trinken
oder Zähne putzen!**

Zögern Sie nicht, sich an uns zu wenden, falls Sie Fragen haben